

# Fiche technique

## Gouttières

BRUXISME / RONFLEMENT / SPORT / BLANCHIMENT



Le laboratoire Protilab vous propose **différents types de gouttières** : les gouttières **de blanchiment, de bruxisme, de sport et aussi une orthèse d'avancée mandibulaire (OAM)** Silensor.

Ces articles sont réalisés sur mesure avec des matériaux normés CE issus des plus grandes marques.



### Blanchiment

- Les gouttières de blanchiment des dents sont des gouttières thermoformées, et présentent des réservoirs pour accueillir le produit de blanchiment.



### Conseils

#### LA PRISE D'EMPREINTE

- La prise d'empreinte : Optique, alginates, silicones et élastomères.

#### ORTHÈSE D'AVANCÉE MANDIBULAIRE

En France, selon la Haute Autorité de Santé, l'usage de l'OAM est recommandé :

- En première intention lorsque l'IAH (Indice d'apnée hypopnée) est compris entre 15 et 30 (apnée du sommeil légère ou modérée) et en l'absence de maladie cardiovasculaire grave associée.
- En deuxième intention pour le traitement d'une apnée du sommeil sévère (IAH > 30), après le refus ou l'intolérance à un traitement par PPC (une machine avec un masque).
- Si un autre réglage du positionnement de la mâchoire inférieure devait être nécessaire sur l'OAM, les bielles sont facilement échangeables. Pour cela 6 longueurs sont disponibles.



### Bruxisme

- Deux types de gouttières : souples pour bruxisme léger, dures en résine transparente pour bruxisme sévère.



### Sport

- Thermoformées sur mesure pour protéger efficacement les dents des chocs.



### OAM

- Orthèse d'avancée mandibulaire sur mesure pour limiter le ronflement en avançant légèrement la mâchoire.



### Matériaux Protilab

- Gouttière de blanchiment** : Erkoflex-Bleach – Erkodent – Classe 1 - Allemagne
- Gouttière de bruxisme dure** : Stellan QC20100(Clear) – Dentsply – Classe 1 – USA
- Gouttière de sport et de bruxisme souple** : Erkoflex – Erkodent – Classe 1 – Allemagne
- Orthèse d'avancée mandibulaire** : Silensor-SI – Erkodent – Classe 1 - Allemagne

## L'avis de notre expert prothésiste



Toutes ces gouttières sont très simples d'utilisation pour vos patients. Pour aboutir au bon ajustage, le protocole reste le même, une belle empreinte en alginate nous suffit.

**Antoine, Prothésiste conseil Protilab**

## Quel panier de soins ?



**NON APPLICABLE**

**Code CCAM\*** : HBLD018 Gouttière de libération occlusale

**Code matériau devis** : 5

\* Pour l'intégralité des codes CCAM relatifs au produit, se référer à son éditeur de logiciel