

Fiche technique Implantologie



Les prothèses sur implant offrent **confort, solidité, esthétique et préservation osseuse**. Fixes ou amovibles, elles sont disponibles en **plusieurs matériaux**. Grâce à la **CFAO** et à nos **partenariats**, Protilab propose un large choix de **solutions implantaire**s, unitaires ou plurales, en **empreinte conventionnelle ou numérique**, compatibles avec **toutes les caméras optiques**.



Les prothèses scellées sur implant

En unitaire ou en bridge, la prothèse est scellée au pilier implantaire, lui-même vissé à l'implant. Bien que le protocole soit plus long que pour les systèmes transvissés, cette technique facilite la gestion des axes divergents et permet un résultat esthétique final sans puits de vis occlusaux à combler.

LE CHOIX DE L'ACCASTILLAGE

- Pilier en titane des différentes marques d'implants, ou du Pack Implanto Protilab.
- Piliers implantaires personnalisés CFAO en titane ou hybride (embase titane / pilier zirconium), solution esthétique idéale pour un jumelage parfait avec des couronnes tout céramique ou zircone.
- Protilab est certifié iphysio® READY, et apte à traiter tous vos cas sur plateforme iphysio®.



LE CHOIX DE LA PROTHÈSE

- Sur piliers en titane : privilégier CCM, céramo-céramique ou Full Zircone®, le pilier gris pouvant altérer les prothèses très translucides.
- Sur piliers hybrides : compatibles avec toute la gamme, idéalement associées à des couronnes en zircone stratifiée, multi-couches ou céramique monolithique usinée pour un rendu optimal.



Les prothèses transvissées sur implant

Cette solution est appréciée pour sa rapidité et sa simplicité de pose et de dépose, ainsi que pour sa fiabilité dans les réhabilitations à faible espace prothétique. La prothèse est vissée directement sur l'implant (cas unitaires) ou sur un élément intermédiaire type multi-unit (bridges), ce qui évite tout débord de ciment sous-gingival.

LE CHOIX DE L'ACCASTILLAGE

- Réalisable avec l'accastillage de vos marques ou via notre Pack Implanto.
- Piliers transvissés : gaine calcinable, gaine hybride calcinable avec connectique métallique, ou Ti-Base pour couronnes céramiques sur zircone, zircone multi-couches et Full Zircone®.

LE CHOIX DE LA PROTHÈSE

- Les prothèses transvissées sur implant : CCM, céramo-céramique, Full zircone® et zircone multi-couches.
- Notre laboratoire est certifié iphysio Ready®, et apte à traiter tous vos cas sur système iphysio®.



Prothèses implanto-portées transvissées

LE BRIDGE SUR PILOTIS IMPLANTO-PORTÉ

Solution économique pour une réhabilitation complète ou partielle sur implants. Son armature en CoCr ou en titane (léger et résistant) peut être confectionnée de manière traditionnelle ou usinée par CFAO. La finition est en résine.

Fiche technique Implantologie



LE BRIDGE THIMBLE CROWN

Solution esthétique pour gérer pertes de volume gingival et axes difficiles, sans puits de vis apparents, en réhabilitation complète ou partielle sur implants.

Composé d'une armature transvissée (CoCr, titane ou zircone) jouant le rôle de fausse gencive (recouverte de céramique ou composite rose) et de moignons sur lesquels sont scellées les couronnes (CCM, céramique, zircone), en bridge ou unitaire, pour un rendu naturel.

Le suivi post-pose est facilité : seule la couronne endommagée est descellée pour reprise d'empreinte, sans déposer l'ensemble.

Barre sur implants

Protilab propose des barres fraisées (puits filetés pour Locators), Ackermann, Dolder et Hader, réalisées traditionnellement en CoCr ou usinées en titane par CFAO, alliant légèreté et résistance.

Conseils

- La prise d'empreinte : Optique, silicones et élastomères.
- Il est essentiel de nous communiquer la marque et la connectique de votre implant et de votre scan body.
- Protilab vous offre une grande flexibilité pour l'approvisionnement des pièces implantaires :
 - ✓ Vous pouvez nous fournir les pièces implantaires que vous souhaitez utiliser.
 - ✓ Nous pouvons commander les pièces implantaires pour vous auprès de votre fournisseur.
 - ✓ Si vous optez pour un Pack Implanto, nous avons l'accastillage sur place, ce qui facilite le choix des pièces et le délai de livraison.
- N'hésitez pas à contacter votre prothésiste dédié : son rôle est de vous conseiller en toute circonstance !

Le pack implanto de Protilab



Pensé pour simplifier vos restaurations implantaires, le Pack Implanto réunit accastillage, connectique et prothèse, compatibles avec les principales marques d'implants (Anthogyr, AstraTech, Dentsply, Eurotekника, MIS, Nobel, Straumann, Tekka, Zimmer). Ses atouts :

SIMPLICITE : pack complet incluant accastillage, connectique et prothèse, regroupés en une seule commande.

EXPERTISE : choix du pilier par nos soins selon les caractéristiques du cas implantaire.

RAPIDITE : disponibilité garantie grâce à nos stocks pour des délais optimisés.

FLEXIBILITE : plusieurs packs selon le matériau (CCM, zircone...) et le type de prothèse (scellée ou transvissée).

VERSIONS DISPONIBLES : CCM, zircone stratifiée, zircone multi-couches ou Full zircone®, scellée (avec pilier titane préparé) ou transvissée (avec Ti-Base et vis) ou bridge sur pilotis implanto-porté tout compris.

Le pack implanto «sur mesure»

Inclut un pilier personnalisé conçu par CFAO et une couronne CCM scellée. Ses atouts :

COMPATIBILITE : pre-milled pour Nobel, Biotech, Astra Tech, ETK, Anthogyr, Global D, Straumann, Zimmer.

SIMPLICITE : choix par nos soins du pilier adéquat

RAPIDITE : pre-milled en stock, aucun délai supplémentaire.