

# Fiche technique Prothèse résine

RÉSINE CLASSIQUE OU SOUPLE (VALPLAST®)



Les prothèses adjuvées complètes (PAC) ou partielles (PAP) remplacent les dents manquantes pour restaurer mastication, phonétique et esthétique.

**Réalisées en résine acrylique ou en Valplast®**, matériau souple imitant la gencive, elles sont amovibles pour l'entretien et peuvent être stabilisées sur implants pour plus de confort et de tenue.



## Confort et fiabilité

Valplast® :

- Prothèse fine : 2mm au lieu de 4 à 5. Très léger.
- Très flexible, quasi incassable.
- Crochets Valplast® plus flexibles que les crochets métalliques.



## Esthétique

Valplast® :

- Effet naturel grâce à sa translucidité sans égale.
- Appareil et crochets invisibles.
- Ne s'altère pas chimiquement avec les fluides de la cavité buccale.
- Teinte stable dans le temps. (résine / Valplast®)



## Conseils

### APPLICATIONS PRINCIPALES

- Prothèses amovibles esthétiques. Patients allergiques aux monomères.
- Prothèses Ackers, post implanto. Combinaison avec châssis métallique.

### LA PRISE D'EMPREINTE

- La prise d'empreinte pour PAP : empreinte primaire en alginate, puis secondaire avec PEI et cire d'occlusion.
- Prise d'empreinte PAC : primaire en alginate, cire d'occlusion, puis secondaire au Permlastic ou à la pâte oxyde de zinc.
- L'empreinte numérique est possible, mais il est conseillé de l'associer à une empreinte traditionnelle pour mieux restituer les tissus mous.

### INCONVÉNIENTS

- Avec le Valplast®, les adjonctions de nouvelles dents et les rebasages ne sont pas possibles.



## Biocompatibilité

Valplast® :

- Excellente biocompatibilité.
- Hypoallergénique.
- Ne relâche pas de polymères.
- Solution sans métal. (résine / Valplast®)



## Matériaux Protilab

- Valplast : Valplast – Valplast International Corp – CE2460 – USA.
- Résine : Stellan QC20 199 (Pink) – Dentsply – Classe 1 – USA.
- Dents Résine : Ivostar, Gnathostar – Ivoclar Vivadent - CE0123 - Liechtenstein.

## L'avis de notre expert prothésiste



Les prothèses adjuvées en résine ou en Valplast® sont fabriquées avec des matériaux de qualité. Pour les PAC, le respect du protocole (empreintes, cire d'occlusion, essai sur cire) garantit un résultat optimal. Votre prothésiste-conseil saura vous orienter vers la solution la plus adaptée.

Grégory, Prothésiste conseil Protilab

22

## Quel panier de soins ?



RAC 0

Code CCAM\* : HBLD031 (définitive unimaxillaire)  
Code matériau devis : 5, 6

\* Pour l'intégralité des codes CCAM relatifs au produit, se référer à son éditeur de logiciel